

超声机使用说明

使用前必看

否则照价赔偿，小探头五千，大探头六千，支持微信，支付宝，POS 机

仪器购买不易，且用且珍惜

- ◎本超声仪总功率为 1500W,按需调整使用功率
- ◎严禁变幅杆未插入液体内开机使用
- ◎超声时不得出现打空或者飞溅现象，如出现，立刻停止，降低超声功率
- ◎液体温度不能过高，最好加冰浴（建议超声时间在 3-5 秒以内，间隔时间在 3-5 秒以上）
- ◎总超声时间超过 0.5h 或者超声功率大于 300W 的，超声时间小于 3 秒，间隔时间大于 5 秒
- ◎每次超声完之后，需要立刻将探头擦拭干净。
- ◎超声停止后，不得立刻关机，需等探头上部风扇运作一段时间，使探头降温才可以关机

1 小探头使用说明：小探头只能超 100ml 以下的液体，将机器背后的变幅杆调节旋钮调节到 **3** 位置。

- 1、 打开机器，按复位键，出现下图，调整模式到 **10**，确定



2、 按确定，再按设置，进入设置页面，调整超声时间功率

01 为总超声时间

02 为每次超声秒数

03 为每次超声间隔秒数

04 为报警温度，默认为 60℃

05 为超声功率设置，

小探头的超声功率只能在 1%-25%之间设置，而且越小越好

大探头使用说明：大探头只能超 200 毫升以上的液体，将机器背后的变幅杆调节旋钮调节到 1 位置。

1、 打开机器，按复位键，出现下图，调整模式到 **25**，确定



2、 进入设置界面，设置方法如小探头

大探头超声功率可以在 **1%-60%**之间，但总的原则仍旧是功率越小越能保护探头。